

STERN 200 / 200 +



Unity S200 (występuje również w wersji international) i S200+ to tzw. unity analogowe – sterowane dzięki **10-cio polowemu diodowemu wyświetlaczowi** i intuicyjnie przez operatora. Jedyną różnicą pomiędzy unitami to kształt ramienia stolika lekarza. W unicie S200+ jest to **ramię od unitu S250**. Wyposażenie i funkcje obu modeli są identyczne.

Konsoleta lekarza

(zakres pracy w płaszczyźnie czołowej 44cm.) z rękawami od góry wyposażona w pięć instrumentów :

- moduł trójdrożnej strzykawki w obudowie metalowej do sterylizacji - moduł turbinowy z turbiną ze światłem wraz z szybkozłączką W&H
- moduł bezszczotkowego mm. elektrycznego ze światłem i-XR3 (1000-40000 rpm/3Ncm) z kątnicą ze światłem W&H
- moduł skalera piezoelektrycznego SC-A2 z 4 ostrzami
- moduł diodowej lampy do polimeryzacji T-LED
- hamulce rękawów

Odlączalne rękawy instrumentów

- aktywacja jednego instrumentu dezaktywuje pozostałe - przedmuch (chip blower) i spray na końcówkach (również bez obrotu wiertła, co zastępuje dmuchawkę i znacznie przyspiesza pracę) - hamulec mechaniczny
- stolika lekarza - obrotowa
- taca pod konsolą (przesuwana wzdłuż miejsca mocowania)
- aseptyczny panel sterowania przy konsolecie lekarza: możliwość regulacji i programowania parametrów pracy instrumentów oddzielnie dla turbiny, mikromotora, skalera z diodowym wyświetlaczem proporcjonalnym (10%)
- negatoskop do zdjęć RTG z wyłącznikiem czasowym
- funkcja ENDO - automatyczne ograniczenie mocy skalera do 50% (bez igieł)
- zmiana kierunku pracy mikromotora (sygnał dźwiękowy)
- włącznik/wyłącznik światła w końcówkach
- napełnianie kubka pacjenta
- splukiwanie misy spluwaczki
- możliwość podłączenia urządzenia zewnętrznego (np.: sygnał dźwiękowy wzywający asystentkę, napis „proszę wejść” itp.)
- włącznik/wyłącznik lampy operacyjnej
- sterowanie pracą fotela (siedzisko – góra/dół ; oparcie – składanie/rozkładanie)
- możliwość programowania 4 –ech pozycji pracy
- wywoływanie pozycji „0” i pozycji „spluwaczkowej” oraz powrót do ostatniej pozycji (z włączeniem/wyłączeniem lampy operacyjnej)

