

**skyVIEW**

**Pantomograf cyfrowy 3D. Najniższa dawka promieniowania dzięki zastosowaniu unikalnego wzmacniacza obrazu.**



System SkyView stosuje technikę pojedynczego, obrotowego skanowania do zobrazowania przestrzeni o objętości 15 x 15 x 15 cm. Czas skanowania jest bardzo krótki ( 11 do 30 sekund ) i może zmieniać się zależnie od wybranego programu. SkyView umożliwia obsługującemu wybór dawki promieniowania, zależy od wielkości i budowy szczęki pacjenta oraz od oczekiwanej jakości zdjęć. Efektywny czas ekspozycji trwa tylko parę sekund. Redukując skanowaną przestrzeń jest możliwe uzyskanie powiększenia o wysokiej rozdzielczości. Skyview może zobrazować zarówno miękkie jak i twarde tkanki bez konieczności powtórnego skanowania.







